



Wir geben Sicherheit

bei der Aufbereitung von
Medizinprodukten

WIR VALIDIEREN FÜR IHREN ERFOLG

Jeder kennt das beunruhigende Gefühl beim Thema Praxishygiene. Ständig neue Regeln, Anforderungen und kurzfristige Kontrollen. Mit Valiprax dokumentieren Sie die sichere Aufbereitung Ihrer Medizinprodukte nach den Empfehlungen von RKI, KRINKO und BfArM.

Wir validieren unabhängig und bundesweit Prozesse von vielen Herstellern. Von der Reinigung bis zur Lagerung validieren wir Schritt für Schritt die Aufbereitung Ihrer Medizinprodukte, kompetent und zuverlässig. Und sorgen so für Rechtssicherheit.

DEUTSCHLANDWEIT IM EINSATZ MIT LEIDENSCHAFT UND ENGAGEMENT.

Jetzt Kontakt aufnehmen und Validierung anfragen.

Unverbindlich Checkliste für die Validierung anfordern oder eine Anfrage stellen. Schnell und unkompliziert.



Tel. 02573 69 79 930 · Fax 959
info@valiprax.de

www.valiprax.de

MEDIZINPRODUKTE RECHTSSICHER AUFBEREITEN

Zu verschiedenen Anlässen und Zeitpunkten ist die erstmalige oder erneute Überprüfung einzelner Aufbereitungsschritte notwendig. Wir unterstützen in allen Phasen die rechtssichere Gestaltung Ihrer Hygieneprozesse.



Erstvalidierung

Erstmalige Überprüfung der Aufbereitungsschritte. Falls noch keine Validierung durchgeführt wurde oder ein verwendetes Gerät durch ein anderes ersetzt wird.



Requalifizierung

Der HygieneTÜV. Alle ein bis zwei Jahre findet eine erneute Leistungsüberprüfung der Hygieneprozesse statt.



Wartung + Reparatur

Begleitend zur Validierung führen wir eine gegebenenfalls notwendige Wartung oder Reparatur Ihrer Aufbereitungsgeräte durch.

UNSERE LEISTUNGEN

Wir helfen zahnärztlichen und medizinischen Praxen und Laboren die Aufbereitungsprozesse ihrer Medizinprodukte erfolgreich zu validieren.

Valiprax

Reinigung und Desinfektion im DAC und Thermodesinfektor

Validieren von Reinigungs und Desinfektionsprozessen in RDGs oder DAC nach DIN EN ISO 15883

Sterilgut verpacken

Validierung der Verpackungsprozesse von Beuteln und Schläuchen mit Foliensiegelgeräten nach DIN EN ISO 116072

Wassertest

Mikrobiologische Wasseruntersuchung von Behandlungseinheiten nach Trinkwasserverordnung und RKI Richtlinien.

Sterilisation in Autoklaven

Validieren von Sterilisationsprozessen in Dampfsterilisatoren nach DIN SPEC 5829 und DIN EN ISO 17665

Siegelnaht-Festigkeitsprüfung

Qualitätsprüfung der Siegelnähte bei Verpackung mit Foliensiegelgeräten nach DIN EN ISO 11607

SPAR-
PREISE

Ihr Spezialist für sterile Verpackungssysteme
und medizinische Schutzkleidung

www.sterilgut-verpacken.de

Bei www.sterilgut-verpacken.de finden Sie hochwertige Sterilisationsmittel in zahlreichen Ausführungen für verschiedene Sterilisationsverfahren. Qualitätsgeprüft und normenkonform.